

## Information: Thérapie par champ magnétique et chromothérapie avec VIBRALIFE

Lors d'une chromothérapie, des processus biologiques de régénération sont naturellement activés, de la même façon qu'au cours d'une thérapie par champ magnétique.

L'organisme est amené à activer son système immunitaire et à rétablir son équilibre. Dans le corps, la lumière est transformée en énergie électrochimique, qui est nécessaire aux processus du métabolisme et au système hormonal. Dans le cadre médical, le traitement s'effectue systématiquement à la fois par les yeux et la peau ou uniquement par la peau, de façon localisée. Les informations provenant de la lumière sont transmises par l'œil au diencéphale, où elles sont reliées avec le cerveau et le système nerveux autonome. Il en découle une activation du système immunitaire et du système nerveux autonome et les muscles se détendent.



En médecine et en cosmétologie, l'apport d'énergie par la peau active le métabolisme cellulaire et contribue au processus de régénération, en particulier de la cicatrisation. Grâce aux différentes couleurs, des fréquences d'oscillation, qui contribuent à différents processus de régulation selon la couleur, sont enregistrées, de façon semblable aux effets de résonances dans la thérapie par champ électromagnétique. La chromothérapie et la thérapie par champ magnétique reposent sur les mêmes mécanismes ou, tout au moins, sur des mécanismes semblables. Lors d'une application en simultané des deux procédures à l'aide de l'applicateur de lumière colorée, des synergies se créent de part le nombre plus important d'influences électromagnétiques.

### Effet cosmétique général des couleurs :

#### **Bleu**

Hydratation de la peau, affinement de l'épiderme, régularisation de la production de sébum, atténuation des irritations de la peau

#### **Vert**

Atténuation des problèmes de peau, hydratation, apaisement de la peau, réduction des rides et de la sensation de tension

#### **Jaune**

Renforcement du système de défense naturel de la peau, stimulation du métabolisme dermique et du drainage lymphatique

#### **Orange**

Stimulation de la synthèse du collagène, réactivation de la couche naturelle de protection de la peau

#### **Rouge**

Stimulation du métabolisme dermique et de la circulation sanguine, régénération de la peau fatiguée et relâchée

## Application de l'applicateur ergonomique de champ magnétique et de lumière (cinq couleurs)

Cet applicateur est adapté tant pour une application en solo (lumière colorée ou champ magnétique) que pour une application en simultané (lumière colorée et champ magnétique).

Mode d'utilisation	Position de l'interrupteur	Appareil de commande
Application en solo de la lumière colorée (constant)	<b>C</b> / choisir les couleurs	Hors service
Application en solo du champ magnétique	<b>O</b> / tous couleurs hors service	En fonctionnement
Application simultanée champ magnétique et lumière colorée (constant)	<b>C</b> / choisir les couleurs	En fonctionnement
Application simultanée champ magnétique et lumière colorée (pulsé)	<b>P</b> / choisir les couleurs	En fonctionnement

### 1. Application en solo de la lumière colorée

L'applicateur doit être relié à l'appareil de commande. Lorsque l'appareil de commande est en position éteinte, mettre le commutateur P/C en position C (= lumière colorée constante) et choisir les couleurs souhaitées grâce aux autres commutateurs.

### 2. Application en solo du champ magnétique et application en simultané

L'applicateur doit être relié à l'appareil de commande et en position marche.

Sous « Option » confirmer votre choix pour l'applicateur ergonomique de champ magnétique et de lumière, configurer le programme thérapeutique et commencer.

a) Dans le cas où aucune couleur n'est choisie, seul le champ magnétique fonctionne.

(Indépendamment de la position du commutateur P/C)

b) Dans le cas où des couleurs sont choisies, l'application en simultané (lumière colorée et champ magnétique) a lieu de façon pulsée ou constante, selon la position du commutateur P/C.

### Contre-indications

Dans le cadre d'une application en solo du champ magnétique, les contre-indications sont celles indiquées dans le mode d'emploi de l'ENZYMED 5000. Pour les applications de lumière colorée, les contre-indications sont les suivantes:

#### Contre-indications générales:

Les allergies à la lumière, la photosensibilité, la prise des médicaments rendant photosensible, en cas de grossesse, de tumeurs de la peau et de modifications de l'épiderme non-justifiées.

Certaines contre-indications sont à prendre en considération selon la couleur choisie:

Rouge : Maladies nerveuses (Surexcitation), hyperactivité, fièvre, ulcères, tension élevée, gonflements, inflammations

Orange: Nervosité et troubles

Jaune: Nervosité et troubles

Bleu: Schizophrénie

Vert: Pas de contre-indication particulière

Lors d'une application en simultané, les contre-indications à prendre en compte sont tant celles concernant le champ magnétique que celles concernant la lumière colorée.

Remarque: Lors de l'irradiation du visage, les paupières doivent être fermées et les yeux éventuellement couverts.

### Durée de l'application

Généralement, on recommande une application entre 8 et 20 minutes. Ainsi il est possible de travailler avec la programmation de temps. Les applications ont lieu à courts intervalles.

#### Intensité

Un réglage est possible uniquement lors des applications en solo du champ magnétique ou lors des applications en simultanée. Si, dans de rares cas, certains patients sensibles ressentent une sensation désagréable, on choisira une intensité et une durée de thérapie plus réduite, indépendamment de l'application programmée. Au contraire, dans le cas de patients particulièrement résistants à l'application, on choisira une intensité et une durée de thérapie plus importante.

#### Données techniques

Densité du flux magnétique : Maximum. 600  $\mu$ T  
 Longueur d'onde :  
 Bleu 456 NM  
 Vert 568 NM  
 Jaune 588 NM  
 Orange 601 NM  
 Rouge 628 NM

#### **Applications recommandées cosmétiques de l'applicateur ergonomique lumière (multi color)**

En principe, dans les domaines indiqués ci-dessous, une application en solo de la lumière colorée, une application en solo du champ magnétique ou une application en simultanée est possible. La synergie de la lumière colorée et du champ magnétique au cours d'une application en simultanée permettant une plus grande efficacité, les recommandations suivantes se basent sur ce mode d'application. Il est particulièrement important dans la cosmétologie.

Domaine d'application	Programme Champ magnétique	Couleur	Application locale
Acné	P3	Rouge	pulsé
Inflammations aiguës de la peau	P1	Bleu	constant
Angiomes	P1	Bleu	pulsé
Cellulite	P3	Rouge avec orange	pulsé
Couperose	P5	Vert avec bleu	constant
Stimulation de la circulation sanguine	P3	Rouge	pulsé
Peau grasse	P1	Bleu	constant
Champignon de pied	P1	Bleu	pulsé
Rides	P2	Orange avec rouge	constant
Varices	P5	Vert avec bleu	pulsé
Problèmes de drainage lymphatique	P3	Jaune	pulsé
Fatigue	P3	Jaune avec orange	
Cicatrices	P4	Vert	pulsé
Vergetures	P2	Orange	pulsé
Régénération de la peau suite à un peeling	P5	Vert	constant
Régénération de la peau fatiguée	P3	Rouge	pulsé
Coups de soleil	P1	Bleu	constant
Sensation de tension de la peau	P5	Vert	constant
Peau sèche	P5	Vert	constant
Dépression hivernale	P3	Orange avec rouge et jaune	pulsé
Plaies	P4	Bleu avec vert	constant

## Applications recommandées médicale de l'applicateur ergonomie lumière (multi color)

Indication	Programme champ magnétique	Couleur	Application locale	Systémique par les yeux sans champ magnétique
Maladies dégénératives et inflammatoires de l'appareil locomoteur hors de poussées aiguës, par exemple Arthrose Arthrite Cyphose hérédo traumatique Atrophie osseuse post-traumatique, stade III	P4 P4 P4 P4	Rouge Rouge Rouge rouge	Pulsé Constant Constant Pulsé	- Constant Constant -
Maladies dégénératives et inflammatoires de l'appareil locomoteur lors de poussées aiguës, par exemple Arthrose active Arthrite active Atrophie osseuse post-traumatique, stade I, II	P1 P1 P1	Bleu Bleu Bleu	Constant Constant Constant	- Constant Constant
Régulation du métabolisme osseux Ostéoporose Fracture Relâchement de l'endoprothèse Pseudoarthrose Fibromyalgie	P2 P2 P2 P2 P2 P4	Orange Orange Orange Orange Orange Vert	- Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé -	Constant - - - - Constant
Mal de dos, par exemple Problèmes de colonne vertébrale au niveau cervical, thoracique et lombaire Sciaticque, lombalgies	P4 P4	Rouge Bleu	Pulsé Constant	- -
Blessures sportives, par exemple Déchirure et claquage musculaire Déchirure et claquage des ligaments Entorse Contusion Traitement ultérieur suite à une luxation Affections musculaires Epicondylites, douleurs achilléenne...	P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4	Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange	Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé Pulsé	- - - - - - - -
Maladies de métabolisme, des organes de l'appareil digestif, par exemple Ulcère de gastrique et gastroduodéal Diabète Goutte Problèmes de digestion (Constipation)	P4 P4 P4 P4	Jaune Jaune Jaune Jaune	- - - Pulsé	Constant Constant Constant -
Hypertonie Hypotonie	P1 P3	Bleu Jaune	- -	Constant Constant
Problèmes de circulation sanguine, de drainage lymphatique Occlusion artérielle Artériosclérose PHlébectasie Hématome CÉdème Angine de poitrine Infarctus du myocarde	P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3	Rouge Rouge Bleu Rouge Jaune Vert Vert	Pulsé Pulsé Constant Pulsé Pulsé - -	- - - - - Constant Constant
Migraine Céphalée Météorotropisme Problèmes de sommeil Cicatrisation	P1 P1 P1 P1 P4	Rouge Vert Vert Vert Vert/Bleu	Constant Constant - - Pulsé	- - Constant Constant -
Maladies des voies respiratoires Rhinite Asthme Bronchite Sinusite Emphysème pulmonaire	P1 P1 P1 P1 P1	Vert Jaune/Vert Vert Vert Vert	Constant Constant Constant Pulsé Constant	- - - - -

Pneumonie	P1	Vert	Constant	-
Apoplexie	P3	Rouge	-	Constant
Acouphènes	P3	Rouge	Constant	-